



手袋カタログ



アゼアス株式会社



バイトン® 手袋 F284

- 塩素化物および芳香族の溶剤に対する、優れた耐薬品性を備えています。
- 水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。
- 手と指をカーブさせたデザインで、フィット感を向上させ、作業者の快適性を高めています。



カラー	黒
材質	バイトン®
入数	10双／パック
仕様	裏地なし、左右別々、個別包装
適合規格	EN420、EN388、EN374
サイズ	M(8)／L(9)／XL(10)／XXL(11)
全長・厚さ	全長：約36cm／厚さ：約0.7mm

物理的性能チャート

摩耗強さ	切創強さ	突刺強さ	柔軟性
○	○	○	○
耐熱性	耐オゾン性	引張強さ	低ガス透過性
○	◎	○	◎

◎：優秀 ○：良 △：可 ×：劣

■ 透過データ

※一部抜粋

(試験方法：ASTM F739)

薬品名称	劣化 (耐久性)	破過時間	透過率
ベンゼン	○	5.9時間	0.012
1,3-ブタジエン	◎	> 8時間	未検出
二硫化炭素	◎	> 8時間	未検出
四塩化炭素	◎	>13時間	未検出
クロロホルム	◎	9.5時間	0.46
シクロヘキサン	◎	> 7時間	未検出
1,2-ジクロロエタン	◎	> 8時間	未検出
1-メチル-4-tert-ブチルベンゼン	◎	> 8時間	未検出
ヨウ化メチル	○	6.3時間	0.7
メチルベンゼン	◎	>16時間	未検出
n-ヘキサン	◎	>11時間	未検出
パークロロエチレン	◎	>17時間	未検出
スチレン	○	> 6時間	未検出
テトラクロロエチレン	◎	>17時間	未検出
トルエン	◎	>16時間	未検出
トリクロロエチレン	◎	7.4時間	0.24
キシレン	◎	> 8時間	未検出
1,1,2,2-テトラクロロエタン	◎	> 8時間	未検出
1,4-ジオキサン	×	23分	26.8
アクリロニトリル	×	1分	176
ジクロロメタン	△	1時間	7.32

薬品の全面浸漬に対し有効です。

偶発的な飛沫からの保護、断続的な接触に有効です。

使用には細心の注意が必要です。短時間のばく露で手袋が機能を失います。

※上記の透過データは、本カタログ発行時点の測定値であり、保証値ではありません。

⚠ 免責事項

- 使用環境、作業内容、扱う化学薬品のテストデータを基に、併用する他の保護具（防護服、靴、呼吸用保護具など）の組み合わせと共に、使用者の責任において適切な手袋をお選びください。
- 本製品には取扱説明書は同封されておりません。

※バイトン®は、米国デュポン社の登録商標です。



耐液体化学薬品手袋

ブチル手袋 B131・B131R / B174・B174R

- 気体や蒸気に対し強力な耐透過性を備え、特に有毒物質を取り扱う際に作業者を保護します。
- 低温下でも、柔軟性があり、優れた指先感覚が保たれます。
手と指をカーブさせたデザインで、フィット感を向上させ、作業者の快適性も高めています。
- B131RとB174Rはグリップ力を高めたラフ仕上げです。



カラー	黒
材質	ブチル
入数	1双/箱
仕様	左右別々、個別包装
適合規格	EN420、EN388、EN374
サイズ	M(8)/L(9)/XL(10)

※B131R、B174Rは、M(8)/L(9)のみの取り扱いとなります。

●B131・B131R ※B131Rは、M(8)/L(9)のみの取り扱い

サイズ	全長	掌まわり	中指長さ	厚さ
M	約28cm	約21.9cm	約8.26cm	約0.33mm
L		約24.1cm	約8.57cm	
XL		約26.4cm	約8.89cm	

●B174・B174R ※B174Rは、M(8)/L(9)のみの取り扱い

サイズ	全長	掌まわり	中指長さ	厚さ
M	約36cm	約20.6cm	約7.94cm	約0.43mm
L		約25.1cm	約8.73cm	
XL		約26cm	約8.97cm	

物理的性能チャート

摩耗強さ	切創強さ	突刺強さ	柔軟性
○	○	○	○
耐熱性	耐オゾン性	引張強さ	低ガス透過性
○	◎	○	◎

◎: 優秀 ○: 良 △: 可 ×: 劣

■透過データ

※一部抜粋

(試験方法: ASTM F739)

薬品名称	劣化 (耐久性)	破過時間	透過率
アセトン	◎	>17時間	未検出
アクリロニトリル	○	>8時間	未検出
アニリン	◎	>8時間	未検出
アンモニア (99%)	◎	>8時間	未検出
ジエチルエーテル	×	6分	92.2
塩酸 (37%)	◎		
塩化メチレン	×		
キシレン	×		
酢酸ブチル	△	1.8時間	7.61
四塩化炭素	×		
1,2-ジクロロエタン	△	3時間	53
ジメチルホルムアミド	◎	>8時間	未検出
テトラヒドロフラン	△	27分	112
1,1,1-トリクロロエタン	×		
トルエン	×	21分	22.1
トルエンジソシアナート	◎	>8時間	未検出
ニトロベンゼン	◎	>23時間	未検出
二硫化炭素	×	3分	98.4
フェノール (85%水溶液)	◎	>20時間	未検出
フッ酸 (48%)	△		
フルフラール	◎	>16時間	未検出
n-ヘキサン	×		
ベンゼン	×	31分	32.3
1,1,2,2-テトラクロロエタン	○	4.5時間	7
1,4-ジオキサン	◎	>20時間	未検出
トリクロロエチレン	×	14分	550
ヒドラジン (99%)	◎	>8時間	未検出
オルトトルイジン	◎	>8時間	未検出
ジクロロメタン	×	24分	133
スチレン	×	35分	0.19

緑 薬品の全面浸漬に対し有効です。

黄 偶発的な飛沫からの保護、断続的な接触に有効です。

赤 使用には細心の注意が必要です。短時間のばく露で手袋が機能を失います。

※上記の透過データは、本カタログ発行時点の測定値であり、保証値ではありません。

⚠ 免責事項

- 使用環境、作業内容、扱う化学薬品のテストデータを基に、併用する他の保護具（防護服、靴、呼吸用保護具など）の組み合わせと共に、使用者の責任において適切な手袋をお選びください。



ネオプレン™手袋 865 / マイクロフレックス 93-260

ネオプレン™手袋 865

- 油、酸、腐食剤、ソーダ類、さらに溶剤など広範囲な薬品の取り扱いに。
- 摩耗に対する優れた強度により長期間の使用が可能です。
- 広範囲の薬品に対応しており幅広い作業に使用可能です。
- 裏毛付きでよりスムーズな着脱が可能です。

カラー 黒

材質 ネオプレンゴム

入数 120双／箱(10双／バック×12)

仕様 裏毛付、左右別々、個別包装


サイズ M / L / LL



サイズ	全長	掌まわり	中指長さ	厚さ
M	約33cm	約20.8cm	約8.3cm	約0.45mm
L		約 24cm	約8.9cm	
LL		約25.6cm	約9.2cm	

マイクロフレックス 93-260

- 幅広い化学防護性を備えた薄手タイプ。
- 3層構造になっており、酸や溶剤などから手を守ります。
- 着脱しやすい内面の特殊コーティング。
- 柔らかな素材を使用しており、人間工学に基づいたデザインを採用したことで、手によくフィットし使い心地も最適です。



カラー 外側：グリーン 内側：ブルー

材質 ニトリルゴム、ネオプレンゴム

入数 500枚(250双)／箱(50枚／箱×10箱)

仕様 左右兼用、1箱50枚入

サイズ XS / S / M / L / XL

サイズ	全長	掌まわり	中指長さ	厚さ
XS	約30cm	約15.6cm	約7.3cm	約0.19mm
S		約17.8cm	約 8cm	
M		約19.6cm	約8.2cm	
L		約22.2cm	約8.8cm	
XL		約23.2cm	約9.1cm	



透過データ ※一部抜粋 (試験方法：ASTM F739)

薬品名称	透過時間	
	ネオプレン™ 865	マイクロ フレックス 93-260
塩酸(33%)	> 8時間	> 8時間
フッ酸(40%)	> 8時間	30-60分
硝酸(10%)	> 8時間	20分
硫酸(95%)	4-8時間	30-60分
硝酸(70%)	> 8時間	32分
水酸化ナトリウム(50%)	> 8時間	> 8時間
水酸化カリウム(30%)	> 8時間	> 8時間
アンモニア(25%)	> 8時間	51分
メタノール	1.2時間	22分
エタノール	4-8時間	2.1時間
イソプロピルアルコール	1.8時間	6.3時間
エチレングリコール	> 8時間	> 8時間
シクロヘキサノール	6.5時間	> 8時間
アセトアルデヒド	10分	< 10分
ホルムアルデヒド(37%)	39分	> 8時間
アセトン	10分	3分
メチルエチルケトン	< 10分	3分
ガソリン	30-60分	2-2.3時間
灯油	2-4時間	> 8時間
ヘプタン	2-4時間	> 8時間
ヘキサン	42分	> 8時間
トルエン	< 10分	6分
キシレン	10-30分	11分
ベンゼン	< 10分	5分
テトラヒドロフラン	< 10分	3分
ジクロロメタン	< 10分	2分
アセトニトリル	20分	5分
二硫化炭素	< 10分	1分
ジエチルアミン	< 10分	6分

※上記の透過データは、本カタログ発行時点の測定値であり、保証値ではありません。

⚠ 免責事項

- 使用環境、作業内容、扱う化学薬品のテストデータを基に、併用する他の保護具（防護服、靴、呼吸用保護具など）の組み合わせと共に、使用者の責任において適切な手袋をお選びください。
- 本製品には取扱説明書は同封されておりません。

※ネオプレン™は、Ansell社の商標です。



耐液体化学薬品手袋

シルバースールド™手袋 SSG

- アルコール、脂肪族化合物、塩素系溶剤、ケトン、エステルなど、280 種類以上の薬品に耐性があります。
- 低コストな使い捨て手袋は使い回す必要がなく、作業者がすぐに使用できます。
- 手袋を二重に着用する場合に、内側の手袋として使用できます。



カラー	シルバー
材質	ポリエチレン、EVOH
入数	20枚（10双）／バック
仕様	左右兼用
適合規格	EN420、EN388、EN374
サイズ	S（7）／ M（8）
全長・厚さ	全長：約37cm／厚さ：約0.06mm

物理的性能チャート			
摩耗強さ	切創強さ	突刺強さ	柔軟性
△	×	×	◎
耐熱性	耐オゾン性	引張強さ	低ガス透過性
△	◎	◎	◎

◎：優秀 ○：良 △：可 ×：劣

■ 透過データ

※一部抜粋

（試験方法：ASTM F739）

薬品名称	劣化 (耐久性)	破過時間	透過率
アセトン	◎	> 24時間	未検出
アクリロニトリル	◎	> 8時間	未検出
アンモニア (99%)	◎	> 8時間	未検出
塩酸 (37%)	◎	> 8時間	未検出
苛性ソーダ (50%)	◎	> 8時間	未検出
キシレン	◎	> 24時間	未検出
酢酸ブチル	◎	> 8時間	未検出
四塩化炭素	◎	> 8時間	未検出
ジメチルホルムアミド	◎	> 24時間	未検出
テトラヒドロフラン	◎	> 8時間	未検出
1,1,1-トリクロロエタン	◎	> 8時間	未検出
トルエン	◎	> 24時間	未検出
二硫化炭素	◎	> 24時間	未検出
フェノール (85%水溶液)	◎	> 8時間	未検出
フッ酸 (48%)	◎	> 8時間	0.013
n-ヘキサン	◎	> 24時間	未検出
ベンゼン	◎	> 24時間	未検出
硫酸 (93%)	◎	> 24時間	未検出
1,4-ジオキサン	◎	> 8時間	未検出
クロロホルム	◎	> 24時間	未検出
ジクロロメタン	◎	>10.8時間	0.02
シアン化水素	◎	> 4時間	未検出
ヒドラジン (80%)	◎	> 4時間	未検出
水銀	◎	> 8時間	未検出
オルトトルイジン	◎	> 8時間	未検出
PCB (ポリ塩化ビフェニル)	◎	> 4時間	未検出
ペンタクロルフェノール	◎	> 8時間	未検出
スチレン	◎	> 24時間	未検出
テトラクロロエチレン	◎	> 24時間	未検出
トリクロロエチレン	◎	> 24時間	未検出

薬品の全面浸漬に対し有効です。

偶発的な飛沫からの保護、断続的な接触に有効です。

使用には細心の注意が必要です。短時間のばく露で手袋が機能を失います。

※上記の透過データは、本カタログ発行時点の測定値であり、保証値ではありません。

⚠ 免責事項

- 使用環境、作業内容、扱う化学薬品のテストデータを基に、併用する他の保護具（防護服、靴、呼吸用保護具など）の組み合わせと共に、使用者の責任において適切な手袋をお選びください。

※シルバースールド™は、Honeywell社の商標です。



ニトリル手袋 AG02 / AG03

AG02 ニトリル手袋

- 長さ約29cmのロングタイプ。
- 長時間の着用でも疲れにくい優れた柔軟性・伸縮性があります。
- マイクロエンボス加工により、強力グリップを実現しました。



カラー	ブルー
材質	ニトリルゴム
入数	1双/バック
仕様	左右兼用、指先エンボス加工、パウダーフリー、個別包装
物性	引張強さ 15MPa以上(JIS T 9115)
サイズ	S/M/L

サイズ	全長	掌部の幅	厚さ
S	約29cm	約 8.5cm	指 : 約0.16mm
M		約 9.5cm	掌 : 約0.14mm
L		約10.5cm	袖口 : 約0.10mm

AG03 ニトリル手袋

- NVR※の溶出を大幅に低減したクリーンなニトリル手袋。
- 長時間の着用でも疲れにくい優れた柔軟性・伸縮性があります。
- 指先に滑り止めエンボス加工を施し、安定した作業が可能です。



カラー	白(半透明)
材質	ニトリルゴム
入数	1双/バック
仕様	左右兼用、指先エンボス加工、パウダーフリー、個別包装
物性	引張強さ 15MPa以上(JIS T 9115)
サイズ	S/M/L

サイズ	全長	掌部の幅	厚さ
S	約29cm	約 8.5cm	指 : 約0.17mm
M		約 9.5cm	掌 : 約0.14mm
L		約10.5cm	袖口 : 約0.10mm

※NVR = 非揮発性残留物
一般的にニトリル手袋は、脱イオン水、IPA、ヘキサンの薬品により、NVRが溶出しやすくなります。"AG03 ニトリル手袋"は、特別加工によりNVR溶出率を大幅に低減しました。

⚠ 免責事項

- 使用環境、作業内容、扱う化学薬品のテストデータを基に、併用する他の保護具（防護服、靴、呼吸用保護具など）の組み合わせと共に、使用者の責任において適切な手袋をお選びください。



一般作業用手袋

ニトリルラテックス手袋 LA132 / ニトリル手袋AG05 / ビニレックス60 V-6010 / 綿スミス作業手袋

ニトリルラテックス手袋 LA132

- 切創強度・破裂強度・磨耗強度が高く、耐久性に優れています。
- ISO9001認証工場で生産。

カラー	グリーン
材質	ニトリルゴム
入数	1双／パック
仕様	左右別々、内側植毛、個別包装
適合規格	JIS T 8116: 1998、 USDA / FDA
サイズ	S / M / L / LL



サイズ	全長	掌まわり	中指長さ	厚さ
S	約30cm	約19cm	約 8cm	約0.33mm
M		約21cm	約8.1cm	
L		約23cm	約8.5cm	
LL		約26cm	約8.5cm	

※上記数値は実測値であり、保証値ではありません。

ニトリル手袋AG05

- 作業性の良い薄手タイプのパウダーフリー手袋です。
- 長めの手袋で袖口をカバーします。

カラー	白
材質	ニトリルゴム
入数	1双／パック
仕様	左右兼用、個別包装 引張強さ: 15MPa以上 JIS T 9115準拠 パウダーフリー
サイズ	S / M / L / LL



サイズ	全長(>)	掌部の幅(±5mm)	厚さ
S	約29cm	約 8.5cm	中指先: 0.16±0.04mm 掌部分: 0.15±0.04mm 袖部分: 0.12±0.04mm
M		約 9.5cm	
L		約10.6cm	
LL		約11.5cm	

ビニレックス60 V-6010

- 油に強い、工場・軽作業用ビニール薄手袋です。

カラー	白
材質	塩化ビニル樹脂
入数	10双／パック
仕様	左右別々、個別包装
サイズ	L (全長: 約30cm 掌まわり: 約22.2cm 中指の長さ: 約7.9cm 厚さ: 0.27mm±0.03mm)



綿スミス作業手袋

- 綿100%なので、吸水性に優れています。
- ゴム手袋のインナー手袋として。汗などの不快感を軽減します。

カラー	白
材質	綿100%
入数	12双／パック
仕様	左右別々、マチ無し
サイズ	L (全長: 約23cm 掌まわり: 約20cm)



⚠ 免責事項

- 使用環境、作業内容、扱う化学薬品のテストデータを基に、併用する他の保護具（防護服、靴、呼吸用保護具など）の組み合わせと共に、使用者の責任において適切な手袋をお選びください。

 免責事項

- 取扱説明書が製品に添付されている商品につきましては、ご使用前に取扱説明書をよく読み、理解してからご使用ください。
- 使用環境、作業内容、扱う化学薬品のテストデータを基に、併用する他の保護具（防護服、靴、呼吸用保護具など）の組み合わせと共に、使用者の責任において適切な手袋をお選びください。
- 本カタログに掲載の透過データは、本カタログ発行時点の測定値であり、保証値ではありません。
- 汚染された手袋を廃棄する際は、必ず国および自治体の規則に従って処理してください。
- 本カタログに掲載の製品は、予告なく仕様が変更されることがあります。

※バイトン®は、米国デュポン社の登録商標です。

※ネオプレン™は、Ansell社の商標です。

※シルバーシールドTMは、Honeywell社の商標です。

アゼアス株式会社

<http://www.azearth.co.jp>

本社	〒111-8623 東京都台東区蔵前4-13-7 TEL (03) 3861-3537 FAX (03) 3861-2485
札幌営業所	〒003-0827 札幌市白石区菊水元町7条2-9-16 TEL (011) 879-1621 FAX (011) 874-7805
仙台営業所	〒981-0924 仙台市青葉区双葉ヶ丘1-22-5 ガーデンシティ3階 TEL (022) 727-5285 FAX (022) 274-5122
名古屋営業所	〒460-0003 名古屋市中区錦3-1-30 錦マルエムビル7階 TEL (052) 201-3161 FAX (052) 201-3165
大阪事業所	〒542-0081 大阪市中央区南船場4-7-6 心斎橋中央ビル2階 TEL (06) 6244-1222 FAX (06) 6244-1737
岡山事業所	〒719-0301 岡山県浅口市郡里庄町里見9065-1 TEL (0865) 64-4090 FAX (0865) 64-4091
九州営業所	〒830-0003 福岡県久留米市東櫛原町1502-3 坂田ビル1階 TEL (0942) 30-3010 FAX (0942) 30-3012

●防護服・環境資機材 お取引先様向けご注文サイト

AZEARTH.net (アゼアスネット) <http://azearth.net>